

Blood Glucose Monitoring System CareSens POP

质优价宜
携带方便
精确可靠



迅速, 简易, 痛感少

产品规格:

测试范围	20~600 mg/dL (1.1~33.3 mmol/L)
血样量	至少 0.5微升
测试时间	5 秒
血样	新鲜的毛细血管全血
校正	血浆血糖值
测定方法	电化学方式
电源	两节3.0 V 锂电池 (CR2032型)
电池寿命	1,000次测试
储存器	储存10个血糖测试结果
尺寸	30×88×13.5 (mm)

操作范围

温度	摄氏10~40°C (50~104°F)
相对湿度	10~90%
红细胞容积率	20~60%



※ Actual Size



Test Time



Sample Size



CareSens POP





其他部位采血

选用CareSens 的患者除可以进行指尖采血外，还可选择在身体其他部位包括前臂，手臂，手掌及大腿部进行采血。这些采血方式同样能确保获取足够的血量，并且可减少采血的痛感。




指尖与其他部位采血的精确度


CareSensPOP能保障精准的结果。不管是在指尖采血或是在前臂，手臂，手掌，大腿采血，检测结果都准确。




操作步骤简易



1. 插入试纸



2. 调代码



3. 采血



4. 5秒后显示结果



世界领先的研究与开发，
世界一流的大规模生产设备。



以最尖端的生物传感技术为基础，
Caresens产品正出口到世界各国。